

股票代號
4188

安克生醫股份有限公司

AmCad BioMed Corporation

2024年度法人說明會

李伊俐 董事長暨總經理
2024/9/13



美吾華·懷特·安克生技集團
Maywufa Biopharma Group

免責聲明

- 除了過去資料外，本次說明會所列事項若為前瞻性看法，此前瞻性看法可能受重大風險和不確定性因素影響而與實際結果有所差異。
- 本簡報中對於未來之展望，係反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，倘若未來有因任何事件或環境變遷，本公司並不負有更新資料之責任。
- 未經本公司許可的情況下，不可複製、修改、重新編譯、刪減或傳送本簡報任何內容或將任何該等內容用於商業用途。
- 本簡報內容包含所有歸屬於合併報表之個體。



安克生醫 **Pioneering Ultrasound AI** Helping physicians diagnose confidently and efficiently

第一個獲美國FDA核准超音波電腦輔助診斷(CAD)醫材公司。以世界領先技術結合人工智慧(AI)及醫師專業，將持續針對未被滿足的臨床需求，提供最佳解決方案扮演智慧醫療影像的領航者

設立時間	2008年12月
主要業務	高階醫材研發、製造及銷售
實收資本額	新台幣 6.3億元
轉投資子公司	聲博科技股份有限公司
負責人	李伊俐
員工人數	76人

已上市產品

安克甲狀偵  安克呼止偵 

法規認證



AmCad BioMed Corporation

5F., No.167, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105403, Taiwan (R.O.C.)
SRN: TW-MF-000013445

has been assessed and certified as meeting the requirements of


MDR EU Quality Management System certificate (Annex IX QMS)

For the following products

Class IIa - MDA0315, MDS1009

*CAD = Computer-Aided Detection

重要里程碑



重要里程碑




2024年與美國太平洋大學(UOP)牙醫學院簽署的合作研究及安克呼止偵®授權協定，研究數據共享、泰國Walailuk 大學發表研究驗證安克呼止偵在牙科OSA的應用、瑞士臨床結果驗證使用安克呼止偵篩查HNS治療之有效性。

安克6大產品線：4項已取得美國FDA 510(K)


AmCAD^{UO} 安克呼止偵

- 標準化及自動化上呼吸道超音波掃描
- 評估睡眠呼吸中止症(OSA)程度
- 美國510(K) · 歐盟CE Mark上市許可
- 2024/4取得台北自費醫令碼




AmCAD^{US} 聲波散射組織成像平台

- 美國510(K) · 歐盟CE Mark上市許可
- 能辨識不同組織並進行視覺化成像與分析




AmCAD^{UV} 安克彩優

- 美國510(K) · 歐盟CE Mark上市許可
- 能區別血管脈動訊號與雜訊




AmCAD^{UT} 安克甲狀偵

- 美國510(K) · 歐盟CE Mark · 中國CFDA · 台灣TFDA上市許可
- 甲狀腺結節超音波影像風險度評估
- 2024/3/28 健保沙盒送件



AmCAD^{CA} 安克細偵

- 顯微鏡細胞學影像分析
- 視覺化及量化細胞學臨床特徵




AmCAD^{UB} 安克乳安偵

- 即時乳房超音波AI成像
- 乳腺結節影像風險度評估

專利佈局完整

33項創新發明專利


Scatterer Structure Visualization & Ultrasound Echo Analysis



Tumor Contour Retrieval



Multi-Layer Classifier & Echogenicity /Tumor Feature /Echo Texture Quantification



Other Patent Titles	Countries
用於頭頸部評估或介入治療的定位裝置/ POSITIONING APPARATUS FOR HEAD AND NECK ASSESSMENT OR INTERVENTION	China
	EU (Germany)
	Japan
	Taiwan
	USA
呼吸中止症評估方法及其系統/ METHOD ADAPTED TO DIAGNOSE AIRWAY OBSTRUCTION AND SYSTEM THEREOF	China
	EU (Germany)
	Japan
	Taiwan
	USA
COMPUTER-IMPLEMENTED METHOD FOR PREDICTING THE RISK OF OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA	USA
	Taiwan
	EU
[USS] 利用散射子分布統計量分析超音波回音信號之方法 ANALYSIS METHODS OF ULTRASOUND ECHO SIGNALS BASED ON STATISTICS OF SCATTERER DISTRIBUTIONS	Taiwan
	China
	USA
	EU
	(Germany)
[USV] 聲波散射訊號之影像強化方法與成像加速系統 [TW] IMAGE ENHANCEMENT METHOD AND IMAGING ACCELERATION SYSTEM FOR ULTRASOUND SCATTERER SIGNAL	USA
[US]Acceleration and enhancement methods and system for ultrasound scatterer structure visualization	
[UV] 超音波都卜勒影像之分群、雜訊抑制及視覺化方法 CLUSTERING, NOISE REDUCTION AND VISUALIZATION METHOD FOR ULTRASOUND DOPPLER IMAGES	Taiwan
	USA
細胞學影像特徵量化與視覺化方法及系統/ Method and system for quantification and visualization characteristics of cytology images	Taiwan
	USA



期刊文獻發表

產品相關之**60篇學術論文**，發表於國際知名期刊



Association of Backscattered Ultrasonographic Imaging of the Tongue With Severity of Obstructive Sleep Apnea in Adults. "JAMA Otolaryngology Head & Neck Surgery" 2023, 149(7), 580-586.




Using Standardized Ultrasound Imaging to Correlate OSA Severity with Tongue Morphology. "Sleep Medicine" 2024, Volume 120, 15-21.




Diagnostic performance of ultrasound computer-aided diagnosis software ... "Ultrasound in Medicine and Biology" 47(1), 114-124.



Re-liability of a computer-aided system in the evaluation of indeterminate ultrasound images of thyroid nodules. "ETJ" 21-0023.




Multi-Reader Multi-Case Study for Performance Evaluation of High-Risk Thyroid Ultrasound....in "Cancers" 2022, 12(2), 373.




Ultrasound Backscatter Envelope Statistics Parametric Imaging for Liver Fibrosis in "Ultrasonic Imaging" Volum 42, Issue 2




Computer-aided diagnosis system of thyroid nodules ultrasonographyin "Medicine" 99(23), e20634.



Differences in the ultrasonographic appearance of thyroid nodules after radiofrequency ablation in "Clinical Endocrinology" Volume 95, Issue 3



創新醫材產品發展藍圖





CDMO / Licensing

Use our expertise in developing product according to our strategic partners' needs/specifications.



Distribution

Leasing

Revenue
Sharing

Outright
Sales

Subscription

Exclusive or regional rights, single & multi-product deals.



Collaborative Marketing

Collaborate with enterprise imaging solutions providers to expand market access.

重要進展



現金增資案6/7 正式生效

- ▶ 安克113年現金增資案6/7正式生效
- ▶ 7/23募足資金2.3億
- ▶ 安克呼止偵雷射定位儀的供應商帆宣系統科技(股)公司投資安克現增成為緊密的策略合作夥伴。

檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號18樓

承辦人：黃小姐
電話：02-87735100分機7176

受文者：安克生醫股份有限公司（代表人李伊俐女士）

發文日期：中華民國113年6月7日
發文字號：金管證發字第1130343354號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

電子
文
件

主旨：貴公司申報以現金增資發行普通股10,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣100,000,000元一案，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第13條第1項規定，自113年6月7日申報生效，請查照。

說明：



- 一、依據貴公司113年5月10日發行新股申報書辦理。
- 二、請依照下列規定辦理：
 - (一)依照公司法第273條第2項之規定，至本會指定之資訊申報網站辦理公告。
 - (二)依照證券交易法第31條第1項之規定，向認股人交付公開說明書；並將修正後公開說明書定本以電子檔案方式上傳至本會指定之資訊申報網站。
 - (三)依照證券交易法第34條第1項之規定，於限期內交付股票，並於交付前至本會指定之資訊申報網站辦理公告。
 - (四)請於實際發行價格確定後，至本會指定之資訊申報網站辦理輸入實際發行計畫，並修正公開說明書相關內容。

10


核心主力產品介紹: AmCADUT 安克甲狀偵® (FDA、CE、CFDA)

安克甲狀偵®產品特色

- 準確性高達**9成**以上，實現**一致性**自動結節分析
- 內建**8個國際TI-RADS指南**的風險評分
- 專利結節**量化 & 視覺化**特徵分析
- **多平台**相容性,減少人為疏失，**即現AI**導引



安克甲狀偵®醫療院所一覽表 (全省已超過30家醫療院所採用)



- ▶ 藉由AmCAD-UT甲狀腺結節超音波智能分析技術，減少健保支出成本。
- ▶ 2024年底前CDE會出HTA報告，並於11月召開共擬會議。

全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準 之新增診療項目建議

檢附文件(請勾選)

- ☒建議單位與其他相關單位專家、團體之連繫資訊(表 001)
- ☒新增診療項目建議表(表 002)
- ☒診療項目成本分析表(表 003-1)
- ☒作業流程(表 003-2)
- ☐須搭配使用之藥品、特殊材料或診療項目(表 003-3)
- ☐執行診療項目相關醫事人員資格暨設備資料
(醫療院所申請必備文件)(表 003-4)
- ☐其他

表格填寫相關疑義請洽：
醫務管理組支付標準科
(02)2706-5866 分機 2654、2632、2637

AI輔助診斷工具 擬納健保

石崇良：採暫時性支付模式，年底完成成本效益分析，作為未來數位醫療給付參考

2024.08.27 / 03:00 / 工商時報 呂晏慈



數位醫療納入健保	
項目	說明
目的	數位療法產品多元，根據產品能創造的價值，研議新的給付模式
給付方式	●採暫時性支付模式 ●擬參考日本加算模式，依用途訂定給付條件
已給付項目	手術麻醉高風險病人發生低血壓前15分鐘預警
擬新增項目	●AI輔助判讀顱內出血於電腦斷層造影 ●AI骨髓細胞型態判讀合併細胞分類計數 ●甲狀腺結節超音波智能分析
資料來源：採訪整理	
製表：呂晏慈	

國內銷售策略

✓ 月結轉批次

✓ 健檢訂閱

健保署HTA

國內市場策略

- 健檢中心訂閱
- UT簡易報告版訂閱方案(市場區隔)
- 臨床深耕：內分泌科
- 擴科：ENT/放射科/家醫科/一般外科
- 超音波廠商合作
 - 醫院搭售策略
 - 診所搭售策略，與Handheld超音波探頭廠商合作
- 新商機
 - 健保署HTA
 - ATA 2024 new Guidelines
 - UT LiveScan



113年續就AI輔助診療案件進行HTA

AI輔助
判讀顱內出血
於電腦斷層造影



甲狀腺結節
超音波智能分析



評估方法



- ◆ 彙整各國HTA組織評估結果
- ◆ 蒐集各國給付相關資料
- ◆ 評估財務影響
- ◆ 提出具體給付建議

核心主力產品介紹: AmCADuo 安克呼止偵® (FDA & CE)



安克呼止偵® 產品特色

- 快速、免過夜，非侵入式阻塞型呼吸中止症篩檢。
- 準確性高達95%
- 視覺化和量化上呼吸道數據，針對每個病患的獨特呼吸道形態，制定最佳的個人化治療計劃
- 與帆宣系統合作開發之雷射定位儀(LAT) - 用於定位頭部和探頭，提供標準化的超音波成像。
- 有助於篩查出牙套& 舌下神經刺激治療中之無效患者及不適配原因



➤ 台北市衛生局 UO 自費公文 核定\$4,000



受文者：國立臺灣大學醫學院附設醫院

發文日期：中華民國113年4月16日

發文字號：北市衛醫字第1133110652號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：核定表-國立臺灣大學醫學院附設醫院收費1份
(31232362_1133110652_1_ATTACHMENT1.pdf)

主旨：核定貴院醫療費用收費項目：「上呼吸道超音波定位自動化掃描與智能分析」1項，請查照。

說明：

- 一、依據貴院113年4月10日校附醫主字第1131200128號函暨臺北市醫療費用收費標準核定原則辦理。
- 二、旨揭核定項目之核可內容如附件，請揭示於醫療機構及所屬網站，並於櫃檯備置經主管機關核定之紙本收費標準供病人查閱，以供民眾就醫參考及達資訊透明目的。對於是類對象，治療前應充分告知並取得病患同意，以確保其權益。

正本：國立臺灣大學醫學院附設醫院

副本：

2024/04/16
14:08:28
電子公文
交換



Sleep Medicine

Volume 120, August 2024, Pages 15-21



前三名睡眠領域
專業期刊

Using standardized ultrasound imaging to correlate OSA severity with tongue morphology

Pien F.N. Bosschieter^a  , Stanley Y.C. Liu^a, Pei-Yu Chao^b , Argon Chen^c ,
Clete A. Kushida^d  

^a Department of Otolaryngology, head and Neck Surgery, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA

^b AmCad BioMed Corporation, Taipei, Taiwan

^c Institute of Industrial Engineering, National Taiwan University, Taipei, Taiwan

^d Department of Psychiatry & Behavioral Sciences, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA

Received 18 March 2024, Revised 21 May 2024, Accepted 28 May 2024, Available online 31 May 2024, Version of Record 5 June 2024.

韓國S1000 「安克呼止偵」 超音波設備成功註冊

열람용

S1000超聲波設備在韓國的註冊已經順利完成：

1. 產品與分類：S1000的通用超聲波，型號為UO-50。
 2. 進口商：MEK Healthcare
- 有效期限：認證的有效期至2029年3月28日。

수인 24-168 호	
의료기기 수입 인증서	
(업 허가번호 : 제 3998 호)	
구 분	[] 제조 / [✓] 수입 [✓] 품목 / [] 품목류
명 칭 (제품명, 품목명, 모델명)	S1000.범용 초음파 영상 진단장치, UO-50 분류번호(등급) A26380.01(2)
모 양 및 구 조	별첨
원 재 료	별첨
제 조 방 법	별첨
성 능	별첨
사 용 목 적	별첨
사 용 방 법	별첨
사 용 시 주 의 사 항	별첨
포 장 단 위	별첨
저장방법 및 사용기간	저장방법 : 별첨, 사용기간 : 별첨
시 험 규 격	제 의기심 10-01-20231707-0087 호(2024.03.15.)한국산업기술시험원
제 조 (수 입) 업 자 경 보	제조(수입)업자 : (주)메헬스케어, 서울특별시 마포구 모래내로7길 12 , 4층(성산동, MEK빌딩(맥빌딩)) 제조원 : 별첨
인 증 조 건	없음
유 효 기 간	2024.03.29 ~ 2029.03.28
소 재 지	서울특별시 마포구 모래내로7길 12 , 4층(성산동, MEK빌딩(맥빌딩))
비 고	
「의료기기법」 제6조·제15조 및 같은 법 시행 규칙 제6조제2항·제34조에 따라 위와 같이 인증합니다.	
2024 년 03 월 29일	
한국의료기기안전정보원장 (인)	

변경 및 처분 사항 등			
년 월 일	내 용		
2024-03-29	최초허가		
제품명			
100			
모 델 명			
일련번호	모델명	비고	
1	UO-50	내수용	수출용
		[✓]	[✓]
포장단위			
일련번호	포장단위		
1	제조원 포장단위에 따름		
제조원			
일련번호	제조원특약		
1	AmCad BioMed Corporation(대만, F5, No.167, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105403, Taiwan (R.O.C.)), 2F., No.12, Shih 2nd Rd., Yangmei Dist., Taoyuan City 326013, Taiwan, (R.O.C.))		
일련번호	제 조 자		
1	Teratech Corporation(미국, 77-79 Terrace Hall Avenue, Burlington, Massachusetts 01803 USA)		

與美國太平洋大學牙醫學院簽訂合作

與美國UOP牙醫學院簽署的合作研究協定，將促進安克呼止偵在牙科領域的合作研究，並增加在美國市場牙科領域據點

Collaborative Research and Supply Agreement

This Agreement is made and entered into as of Feb. 29th 2024 (the "Effective Date") by and between AmCad BioMed Corporation, a corporation with office at 5F., No.167, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan R.O.C (hereinafter referred to as "AmCad") and the University of the Pacific, Arthur A. Dugoni School of Dentistry located at 155 5th St, San Francisco, CA 94103, United States ("UOP"). AmCad and UOP are individually referred to as the "Party"; or collectively referred to as the "Parties".

1. **Product Definition:** The "Product" referred to in this Agreement encompasses the AmCAD-UO solution, which integrates both AmCAD-UO software and the specified accompanying hardware as detailed in the table below:

Item Description	Qty
AmCad-UO computer aided detection (CAD) software	1
Head & Neck Laser Alignment Robotic Arm system	1
Terason uSmart 3200t ultrasound model	1
5C2A Curved probe (for AmCAD-UO application)	1

2. **Scope of Product Use:** UOP agrees to use the Product for clinical, teaching, and academic research purposes. This includes incorporating the Product into clinical trials, educational programs, and research studies conducted by UOP.



- ▶ 以AmCAD-UO搭配國際臨床合作，進行睡眠呼吸中止症的牙科市場導入，藉由睡眠牙套治療伴隨診療需求，進行產品的應用開發。
- ▶ 6/17取得審議會通過公文，補助案**1,000萬**，執行22個月。

安克生醫股份有限公司

本案建議：

- (1) 開發時程：22 個月。
- (2) 開發計畫總經費新臺幣 22,000 千元，補助款新臺幣 10,000 千元（占計畫總經費 45%）。
- (3) 經費各科目列支項目說明如下：

◆ 經費彙總表

單位：千元

經費列支項目	專審會建議 總經費	專審會建議 補助款
1.創新或研究發展人員之人事費		
(1) 創新或研究發展人員	15,555	6,950
(2) 新聘碩士(含) 學歷以上之研發人員、國際研發人員	1,700	1,700
(3) 顧問、專家費	2,545	350
小 計	19,800	9,000
2.消耗性器材及原材料費	0	0
3.創新或研究發展設備使用費	2,200	1,000
4.創新或研究發展設備維護費	0	0
5.無形資產之引進、委託研究或驗證費		
(1) 無形資產引進費	0	0
(2) 委託研究費	0	0
委託研究費-推廣活動	0	0
(3) 驗證費	0	0
小 計	0	0
6.國內差旅費	0	0
7.專利申請費	0	0
開發總經費	22,000	10,000

OSAWELL OSA跨科研討會

OSA跨科研討會

BREATHING & BEAUTY

隨著牙科、耳鼻喉頭頸外科、美容及睡眠醫學的整合發展在國內外日益蓬勃，本研討會隆重邀請知名國際講師 前史丹佛大學副教授Dr. Stanley Liu來台，與前中山醫學大學副校長 高嘉澤教授、耳鼻喉科頭頸外科 部立台中醫院耳鼻喉科主任 季熙芸博士，共同帶給您最新的跨科學整合發展學術盛宴。

本次盛會將帶給您描述精湛的學理，還有滿滿的乾貨讓牙醫師與耳鼻喉科醫師都可以獲得臨床應用的技巧；除了掌握到跨科治療的趨勢發展與改變，更可在Workshop課程學習到Obstructive Sleep Apnea的精準處置方式，用呼吸創造美麗，讓美麗感動人心。



PROF. CHIA-TZE KAO 高嘉澤

前中山醫學大學副校長、中山醫學大學口腔醫學院教授、
國際牙醫學院院士中山醫學大學附設醫院齒顎矯正科主任

專長：齒顎矯正、特殊需求牙科、兒童牙科、隱形矯正



PROF. STANLEY LIU 柳勇全 MD, DDS, FACS

前史丹佛大學副教授、美國外科院士、睡眠呼吸中止症手術權威、
是全球少數同時擁有生物學、醫學、牙科專業的重複頂尖醫師。

他創新睡眠手術，包括成人上顎擴張術(DOME)，廣泛應用於鼻腔、唇、舌根手術，同時致力於舌下神經刺激器和正顎手術。研究包括臨床表型優化、面部手術虛假規劃、上呼吸道神經調節經置、為史丹佛BODISCA團隊成員，成為指導多家國際睡眠創新企業，並榮獲美國國家神經基金會神經科技獎。同時也是世界睡眠醫學學會評委、世界牙科睡眠醫學學會創始成員、加州睡眠醫學會理事、國際演講者，發表過90多篇以上醫學著作。



DR. JESSIE, CHAO-YUN CHI 季熙芸 MD, PHD

中國醫藥大學醫學系畢業、中山醫學大學臨床醫學研究所博士、
美國史丹佛醫院耳鼻喉頭頸外科及睡眠中心訪問學者、
台中市衛生福利部台中醫院耳鼻喉科主任

季醫師致力於整合睡眠內外科治療，睡眠醫學師承PROF. STANLEY LIU。部中睡眠醫學團隊於2021年以「全方位客制化睡眠精準醫療照護」榮獲國家SNO獎章。季醫師和齒顎矯正專科博士陳易庭院長長期合作治療嚴重矯正小朋友的鼻竇問題，此次演講將和大家分享醫院診所、矯正牙科和耳鼻喉頭頸外科可以共同合作的經驗。

專長：睡眠外科和睡眠醫學、功能性顏面整形、鼻科學、一般耳鼻喉科

費用說明 邀請對象：牙科醫師、耳鼻喉科醫師、醫科醫師

- Symposium 研討會：\$6,000
- Symposium 研討會：Hands-On：\$10,000
- 早鳥：8折 (2024/01/15 前報名+繳費)
- 主辦/協辦學會會員：8折

2024
MAR 10


華南金控中心大樓
台北市信義區松仁路123號2樓主廳

GALA DINNER: 18:00-21:00


聯合主辦：TSMMA 中華牙科睡眠呼吸醫學會、貝格生技股份有限公司

協辦單位：TAC 中華民國齒顎矯正學會、台灣三維數位牙醫學會

協辦贊助：OSAWELL 歐舒 sshape yosmile 台灣三維數位牙醫學會 AmCad BioMed



BIO Asia Taiwan 2024亞洲生技大展



長庚醫院睡眠醫學會夏季會



臺北醫學大學生技EMBA



慈濟醫院牙科部



國內業務推廣

WOB女董協會



振興醫院ENT



聖保祿健檢中心



嘉義基督教醫院



台北馬偕ENT晨會



開展牙科正牙套市場


- 國內最大連鎖牙科診所Dr. Wells合作
 - 第1個UO跨科合作示範點：士林維育牙醫診所




- 口掃機最大市佔品牌代理商旭達集團旗下OSAWELL公司合作洽談
 - 3/10 OSA跨科研討會中推廣與現場展示UO，增加產品曝光度
 - 台北嶺先牙醫診所
 - 台中雅緹斯牙醫診所



- 大安丰采睡眠醫學美學牙醫聯合診所Dr.BreathE策略合作睡眠照護圈
 - 院長：北醫教授(原雙和醫院睡眠中心主任)
 - CPAP/舒眠枕銷售合作



國內銷售策略



國內市場策略

- 健檢中心：醫學中心、高檢查量之區域醫院及健診
- 臨床深耕：
 - 睡眠中心產品介紹
 - 耳鼻喉科、牙醫(睡眠止鼾)、胸腔內科
- 銷售整合
 - UT國內業務團隊合併推廣UO
 - 高階健檢中心UT/UO共同銷售
 - 企業篩檢
 - One Stop Solution/Service
- 睡眠治療相關同業合作
 - 呼吸器廠商
 - 牙套廠商




國際展業



2024年Arab Health展覽會安克產品吸引眾多關注

Arab Health展覽會上展出的AmCAD-UT LiveScan（即時掃描POCUS解決方案）吸引了前所未有的參觀人潮，與會的公司數量超過160家。



與阿聯酋Meridian Healthcare (MHC)簽訂MOU啟動中東業務合作

技術平台利用：針對安克甲狀腺 & 安克乳安偵產品透過與MHC的合作，利用其在影像代理及多年AI技術平台的豐富經驗，進一步提升對市場需求的理解。

市場反饋：MOU合作將提供AmCAD-UT產品試用，並接受市場的實際反饋，以便優化和改進我們的產品。

技術整合：未來若成功合作，除產品銷售外，還能增進在國際醫院與PACS的串接整合經驗。



Africa Excon: June 3-7 (客戶攤位)





瑞士日內瓦大學醫院表達了引入 AmCAD-UT 系統的強烈意願，並考慮採用兩年訂閱模式。

預計下半年引入 AmCAD-UT 系統，這是對安克甲狀偵技術的認可，也是進一步拓展歐洲市場的重要步驟。

Meeting AmCAD-UT Software - Geneva Hospital

Fri, Jun 14, 2024 | 4:00pm - 4:21pm | [Premium report](#)

Tags (1)

Participants (7)

Download



Share

Recap Deep Dive Coaching

Feedback 0 0 5

Notes Transcript

Search Settings Copy Edit

Read Score 83 GOOD Engagement 87 GOOD Sentiment 79 OKAY Read Average

Summary


The participants discussed technical issues related to Teams and note-taking AI, including the integration of a software into their system and addressing security concerns. They also explored the format of the thyroid report, with a focus on automatic report generation and the process of sending patient information along with the report. The purchasing department requested an official offer for a software and expressed interest in testing it for two years, with the possibility of extending the quotation... [View more](#)

Chapters & Topics

Chapter descriptions

- Technical Integration and Security Concerns 0:21
 - Practical aspects of using the software in a hospital
 - Pricing and contract terms
 - Installation and security requirements

Discussion on Thyroid Report Format 0:00



Highlights 14 Chapters 3

Reaction 1:59 Jump to

Decrease in Engagement
"It's something from your company. Where is that? Oh, yeah, yeah, yeah. Well, that is ..."

● 瑞士臨床研究認可「安克呼止偵」：ISSS大會上成果發表

1. 利用Backscatter技術能在NHS治療前篩選出可能受益於Inspire治療的OSA患者，從而提高治療成功率。
2. 「安克呼止偵」Backscatter 技術能在治療前篩選出有望受益的患者，能顯著提高NNS治療成功率。



瑞士臨床結果驗證使用安克呼止偵篩查HNS治療之有效性

- 臨床結果發表：瑞士伯恩大學（University of Bern）和 Kantonsspital Baselland 瑞士頭頸外科春季會聯合發表了臨床結果，證實了安克呼止偵能篩查HNS治療有效性。
- 提升產品知名度: 瑞士伯恩大學的聯名發表，增加安克產品知名度和信譽。



Frühjahrsversammlung 2024 Assemblée de printemps 2024

Pädiatrische ORL: Bewährtes und Neues
ORL pédiatrique : bonnes pratiques et nouveautés

13.-14. Juni 2024 | 13-14 juin 2024

Palazzo dei Congressi, Lugano



Predictive Value of Standardized Submental Ultrasonography for Response to Hypoglossal Nerve Stimulation

Samuel Tschopp^{1,2}, Vlado Janjic², Yili Lee², Argon Chen³, Pei-Yu Chao³, Marco Caversaccio¹, Urs Borner², Kurt Tschopp²

1 Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Inselspital, Bern
2 Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Kantonsspital Baselland, Liestal
3 AmCAD Biomed, Taipei, Taiwan

Objective

The overall reported hypoglossal nerve stimulation (HNS) response rate for apnea-hypopnea index (AHI) reduction is approximately 60%. The present study aims to evaluate the predictive value of standardized submental ultrasonography.

Methods


We performed ultrasonography in patients with HNS and healthy controls using the AmCAD-UO device. Anatomy of the soft tissue anterior to the upper airway and the tissue morphology using backscatter ultrasound images were measured. Backscatter imaging relies on scattering of ultrasound waves by tissue inhomogeneities to quantify tissue composition and structure. Responder status for AHI-reduction was defined according to the Sher criteria.

Results


We enrolled 49 patients, of which 22 were responders and 27 were non-responders. In the HNS group, responders and non-responders were comparable in sex and age. However, the initial neck circumference (42.2 vs. 40.4cm), baseline AHI (50.8 vs. 34.7/h), and BMI (28.4 vs. 26.4kg/m²) were significantly higher in non-responders versus responders. The prediction of responders based on baseline AHI alone was 64%. A lower backscatter ultrasound image value, indicating less fat deposition in the tissue, was observed in the responder group. The backscatter ultrasound image from the oropharynx region, combined with baseline AHI, predicted responders with an accuracy of 81% and non-responders with 75% accuracy. When the baseline AHI and backscatter signal were combined, the area under the curve to predict treatment response to the HNS reached 0.80.



AmCAD ultrasonography with the robotic probe positioning for a standardized examination of the upper airway




B-mode ultrasonography of the oropharynx with various anatomical structures marked (left). For reference, an MRI image of the assessed airway levels during standardized ultrasonography



Qualitative assessment Quantitative assessment

Axial scans of a patient with obstructive sleep apnea and hypoglossal nerve stimulation in B-mode for qualitative assessment and backscattered signal for quantitative analysis.



Backscattered signal of the oropharynx region and baseline apnea-hypopnea index (AHI) predict responder to hypoglossal nerve stimulation

Conclusion

The combination of tissue morphology analyzed using standardized submental ultrasonography and patient characteristics is highly predictive for determining the treatment response in patients with HNS.



UNIVERSITÄTsspital BERN
HOSPITAL UNIVERSITAIRE DE BASEL

Universitätsspital für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (HNO), Kopf- und Halschirurgie

Kantonsspital Baselland

Connect with Samuel Tschopp for more details or discussion:
samueltschopp@insel.ch


- 1 研究發表：《Clinical Medicine 臨床醫學雜誌》上刊登了 Walailuk 大學醫院牙科學院的研究，探討成人頭顱結構與氣道特徵之間的關係，特別針對高風險OSA患者。
2. 系統應用：研究指出 AmCAD-UO 系統在捕捉詳細氣道圖像方面的能力，對OSA的篩查和治療規劃具有重要影響。重要影響。

J. Clin. Med. 2024, 13, 3540

2 of 19

J. Clin. Med. 2024, 13, 3540

7 of 19



Article

Relationship between Cephalometric and Ultrasonic Airway Parameters in Adults with High Risk of Obstructive Sleep Apnea

Anutta Terawatpothong¹, Chidchanok Sessrisombat¹, Wish Banhiran², Hitoshi Hotokezaka³, Noriaki Yoshida³ and Irim Sirisoontorn^{1,4,*}

- ¹ Department of Clinical Dentistry, Walailak University International College of Dentistry (WUICD), 67 Ranong 2 Road, Dusit, Bangkok 10300, Thailand
- ² Department of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University 2 Wanglang Road, Bangkoknoi, Bangkok 10700, Thailand
- ³ Department of Orthodontics and Dental Facial Orthopedics, Nagasaki University Graduate School of Biomedical Sciences, 1-7-1 Sakamoto, Nagasaki 852-8588, Japan
- ⁴ Correspondence: irim.sirisoontorn@gmail.com

Abstract: Background/Objectives: Polysomnography and cephalometry have been used for studying obstructive sleep apnea (OSA) etiology. The association between craniofacial skeleton and OSA severity remains controversial. To study OSA's etiology, cephalometry, fiberoptic pharyngoscopy, polysomnography, and sleep endoscopy have been used; however, airway obstructions cannot be located. Recent research suggested ultrasonography for OSA screening and upper airway obstruction localization. Thus, this study aims to investigate the relationship between specific craniofacial cephalometric and ultrasonic airway parameters in adults at high risk of OSA. Methods: To assess craniofacial structure, lateral cephalograms were taken from thirty-three adults over 18 with a STOP-Bang questionnaire score of three or higher and a waist-to-height ratio (WHtR) of 0.5 or higher. Airway parameters were assessed through submental ultrasound. Results: NSBA correlated with tongue base airway width, while MP-H correlated with oropharynx, tongue base, and epiglottis airway width. SNA, SNB, and NSBA correlated with tongue width at the oropharynx. At tongue base, ANB and MP-H correlated with tongue width. SNB and NSBA were associated with deep tissue thickness at the oropharynx, while MP-H correlated with superficial tissue thickness at velum and oropharynx. Conclusions: Cephalometric parameters (SNA, SNB, ANB, NSBA, and MP-H) were correlated with ultrasonic parameters in the velum, oropharynx, tongue base, and epiglottis.

Keywords: obstructive sleep apnea; lateral cephalometry; ultrasonography

1. Introduction

Obstructive sleep apnea (OSA) is a breathing disorder caused by an upper airway constriction that prevents normal ventilation during sleep [1]. Respiratory effort increases to sustain airflow via a constricted airway, and this is followed by an increase in serum carbon dioxide (hypercapnia) and a drop in serum oxygen (hypoxemia). Cortical arousal is attributed to the increased work of breathing during sleep. Common symptoms of OSA include snoring, gasping, or choking respiration; frequent nighttime awakenings; excessive daytime sleepiness; and irritability. Many previous studies have reported that there are many factors that increase the risk of OSA, which include male sex, obesity (higher BMI), older age, greater neck and waist circumference, as well as craniofacial disposition and pharyngeal soft tissues [2–4]. Untreated obstructive sleep apnea (OSA) can lead to severe problems such as coronary artery disease, congestive heart failure, myocardial infarction, hypertension, stroke, cardiac arrhythmia, and mortality [5].

For diagnosing obstructive sleep apnea, polysomnography (PSG) is the most reliable technique [1,7]. The American Academy of Sleep Medicine (AASM) has proposed a classification system for the severity of OSA based on the apnea-hypopnea index (AHI).

OSA is classified as mild to moderate (AHI ≥ 5 events/h and AHI < 30 events/h) or severe (AHI ≥ 30 events/h). Without conducting home sleep apnea testing or PSG, the use of clinical devices, questionnaires, and prediction algorithms is not recommended to diagnose OSA in adults. Uncomplicated adult patients who present with signs and symptoms indicating an increased risk of moderate-to-severe OSA can be diagnosed using home sleep apnea testing with a suitable device or PSG, while adults with comorbid conditions are recommended to use PSG for OSA diagnosis rather than home sleep apnea testing [1]. Following diagnosis, a treatment plan should be developed, which may involve behavioral therapy, oral appliances, positive airway pressure devices, surgery, and/or additional treatments. OSA is regarded as a chronic condition that needs multidisciplinary therapy [1,6].

However, polysomnography (PSG) is costly, time-consuming, many sleep laboratories have long waiting lists of patients, and an unfamiliar environment may lead to discomfort and perhaps compromise sleep quality [7]. A previous study reported that PSG, fiberoptic pharyngoscopy, and sleep endoscopy have all been used to investigate the predisposing etiological variables of OSA. Nevertheless, even with the use of all available methods, there are limitations in accurately locating the site of the blocked airway because it is not possible to mimic the sleep state in awake individuals [8]. PSG gives a range of physiological data during sleep without determining the anatomic cause of OSA. Consequently, a significant number of people remain undiagnosed due to an inability to access treatment, being asymptomatic, or lacking awareness of their condition. It is essential to place importance on the screening procedures that help in the early identification of patients at risk or those with unrecognized OSA. The screening methods for OSA involve physical examination, upper airway examination, questionnaires, and imaging technologies.

The STOP-Bang questionnaire, Berlin Questionnaire (BQ), and Epworth Sleepiness Scale (ESS) are widely used screening tools facilitating the early identification of patients at risk [9]. The STOP-Bang questionnaire is a reliable tool for screening obstructive sleep apnea in adults. It consists of four subjective items (STOP: Snoring, Tiredness, Observed Apnea, and High Blood Pressure) and four demographic criteria (Bang: BMI > 35 kg/m², age > 50 years, neck circumference > 40 cm, and gender). With a high sensitivity, the STOP-Bang questionnaire can identify patients with moderate-to-severe OSA [10,11]. However, some adjustments are required for Thai patients. The Thai STOP-Bang questionnaire's optimal BMI cutoff point was > 30 kg/m², which increased sensitivity at the AHI cutoff points of 5 and 15 by 88.7% and 93.2%, respectively. A patient is considered high-risk if at least three "yes" answers are provided [12]. Banhiran et al. reported that male gender and a waist-to-height ratio (WHtR) of 0.55 were significant predictors of moderate-to-severe OSA. The WHtR identifies central obesity, or visceral fat, and represents fat distribution [13]. However, some authors reported that if the WHtR is higher than 0.5 or 0.6, the risk of causing obstructive sleep apnea increases [14–17]. Therefore, the waist-to-height ratio (WHtR) should be incorporated into questionnaires for high-risk individuals to reduce the possibility of false-positive results.

Imaging technologies, such as cone-beam computed tomography (CBCT), lateral cephalometric radiographs, and ultrasonography, aid in the study of OSA. Cephalometric radiographs are routinely taken for orthodontic diagnosis and treatment planning by analyzing the relationship between the skull, maxilla, mandible, teeth, and soft tissues. The radiation dose from a lateral cephalogram is low, at approximately 5.6 μ Sv, whereas the CBCT is 15–26 times higher [18]. Previous research has found that most common variables, such as the angle between the anterior cranial base and the maxilla (SNA), the angle between the anterior cranial base and the mandible (SNB), the posterior airway space (PAS), the length of soft palate (PNS-P), and the distance from the hyoid bone to the mandibular plane (MP-H), may be correlated with the development and severity of OSA [19]. In addition, Banhiran et al. reported that the risk of moderate-to-severe OSA in Thai patients was also influenced by the cranial base angle (NSBA), which was 130 degrees or less. Abnormality of the skull's base may potentially contribute to the constriction of




Figure 4. Submental ultrasonography equipment, laser alignment (AmCad BioMed Corporation).

The ultrasonic transducer is aligned with the HM plane's laser projection in the submental region to provide transverse, cross-sectional images (Figure 4). Three replicates were automatically scanned by an ultrasonic transducer during tidal breathing and Muller maneuvers at 30 degrees, covering the velum (V), the oropharynx (O), the base of the tongue (T), and the epiglottis (E) (Figure 5a).




Figure 5. (a) The 30° segment of the upper airway; HM, hyoid-external meatus. (b) Transverse view of ultrasonographic images.

During scanning, patients were instructed to alternate between regular breathing and Muller maneuvers, completing a total of three repetitions. Muller maneuvers were conducted by inhaling vigorously with the mouth and nose close, simulating upper airway obstruction during awake.

The airway's width, airway's depth, tongue width, airway-tissue width ratio, superficial tissue thickness, and deep tissue thickness were measured (Figure 5b). Dynamic changes in airway width during tidal breathing and Muller maneuvers, or percentages of airway contraction, were calculated as a percentage of pharyngeal diameters shortening from the diameters during tidal breathing to that during MM.

The risk of moderate-to-severe OSA (AHI ≥ 15 /h) was evaluated as a percentage based on the assessment of ultrasonic parameters. The risk of 0–40% is classified as low, 40–80% is classified as medium, and 80–100% is classified as a high risk of moderate-to-severe OSA [24,27–29].



Citation: Terawatpothong, A.; Sessrisombat, C.; Banhiran, W.; Hotokezaka, H.; Yoshida, N.; Sirisoontorn, I. Relationship between Cephalometric and Ultrasonic Airway Parameters in Adults with High Risk of Obstructive Sleep Apnea. *J. Clin. Med.* 2024, 13, 3540. <https://doi.org/10.3390/jcm13123540>

Academic Editor: Jari P. Aikberg


Received: 16 May 2024
Revised: 11 June 2024
Accepted: 11 June 2024
Published: 17 June 2024



Copyright: © 2024 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

泰國客戶及Srinakharinwirot University醫師參訪

- 建立與泰國Srinakharinwirot University (詩大) 醫院ENT部門高層聯繫，奠定AmCAD-LiveScan POCUS未來客戶基礎，達成初步意向，開闢在泰國新業務機會。
- 參訪Dr. Well牙科診所，獲取安克呼止偵在睡眠牙科醫療推廣的第一手資訊，及技術發展戰略。



與各國醫院的合作洽談進行中

多國合作洽談：目前正積極與三國 (瑞士、巴西、阿聯酋) 醫院進行合作洽談，探索全球市場機會，擴大我們的業務範圍。
戰略合作：各國醫院合作將包括產品試用、市場反饋、技術整合等，旨在提升我們產品的市場競爭力和應用價值。



**UNIVERSITÉ
DE GENÈVE**



HOSPITAL ISRAELITA
ALBERT EINSTEIN



جامعة الخليج الطبية
GULF MEDICAL UNIVERSITY
EDUCATION • HEALTHCARE • RESEARCH



Siriraj Hospital

Department of Otolaryngology



Walailak University

International College of Dentistry
Clinical Dentistry Program

Financials

財務資訊



簡明合併資產負債表

科 目	2024.06.30	%	2023.12.31	%
流動資產	298,456	62	325,893	64
非流動資產	182,872	38	186,753	36
資產總計	481,328	100	512,646	100
流動負債	21,272	4	24,419	4
非流動負債	8,504	2	10,279	2
負債總計	29,776	6	34,698	6
股本	533,184	111	533,306	104
資本公積	8,899	2	8,016	2
保留盈餘	(174,622)	(36)	(148,743)	(29)
其他權益	(9,613)	(2)	(11,996)	(2)
母公司權益	357,848	75	380,583	75
非控制權益	93,704	19	97,365	19
權益總計	451,552	94	477,948	94
負債及權益總計	481,328	100	512,646	100

1.現金充足，負債比率低

2.7月現增收足股款後，帳上合併現金>4.8億，為公司未來發展提供充足的資金。

簡明合併綜合損益表

單位：新台幣仟元

科 目	2024年上半年度		2023年上半年度		YoY
	金額	%	金額	%	%
營 收 淨 額	24,448	100	26,137	100	(6)
營 業 毛 利	14,466	59	14,928	57	(3)
營 業 費 用	(46,930)	(192)	(44,351)	(170)	6
營 業 損 失	(32,464)	(133)	(29,423)	(113)	-
營 業 外 收 支 淨 額	2,924	12	5,135	20	(43)
稅 後 淨 損	(29,540)	(121)	(24,288)	(93)	-
稅後淨損-母公司業主	(25,879)	(106)	(23,598)	(90)	-
稅後淨損-非控制權益	(3,661)	(15)	(690)	(3)	-
每 股 虧 損 (元)	(0.48)		(0.44)		

► 營業收入較去年同期略減，下半年透過國內外展業及拓展牙醫通路，可大幅提升營收

未來展望



醫療診斷的新趨勢: 超音波+ One-Device AI


市場背景:

- AI在醫療影像中的應用日益普及。
- AI搭配超音波用以 (a) 提高診斷精準度和效率; (b) 減少人為錯誤; (c) 提供即時診斷; (d) 縮短診療時間。

GE 的超音波發展

On-device AI 的重要性:

- 所有AI處理均在設備上進行，**無需依賴雲端，確保病患隱私，資料安全和快速處理。**
- GE 的發展案例：GE 已經開始用 On-device AI Ultrasound 提升其超音波技術的效能和可靠性。



AI for POCUS

AI-powered tools on Venue™ family ultrasound systems help increase clinician confidence by detecting and tracking nerves during scouting for nerve block procedures, while Caption Guidance helps facilitate acquiring cardiac images in real time.

[Learn more >](#)



AI for Primary Care

Whizz Label™ on Versana Premier™ and Versana Balance™ automatically labels liver, gallbladder, and right kidney on images during abdomen scans of the RUQ (right upper quadrant), helping to save time and enhance workflow productivity.

[Learn more >](#)



AI for General Imaging

LOGIQ™ ultrasound systems now feature Auto Abdominal Suite 1.0. These three new onboard AI-powered, deep learning-based algorithms are designed to reduce intra-/inter-operator variability, enhance exam consistency, and increase workflow efficiency.

[Learn more >](#)



AI for Cardiology

Vivid™ devices offer AI-supported tools like Easy AFV LV for near-instant strain measurement and Easy AutoEF for one-click ejection fraction assessment, in AI-aided review for urgent heart issues for precision, speed and ease of use measurement.


[Learn more >](#)



AI for Women's Health

Reduce 2nd trimester exam time by up to 40% with SonoLyst™, a suite of tools available on Voluson™ systems, that leverage AI to identify fetal anatomy seen on standard views, then automatically annotates and measures where applicable.

[Learn more >](#)



AI for Breast Ultrasound

Breast Assistant, powered by Kolos D5™ on the LOGIQ E10 and Invenia™ ABUS 2.0 ultrasound systems, automatically populates a quantitative breast malignancy risk assessment aligned to BI-RADS® ATLAS category in as little as two seconds.

[Learn more >](#)

手持式超音波搭配AI技術協助診斷

摘自Key Market Trends in Handheld Ultrasound

Handheld **ultrasound** has not yet reached mainstream adoption, but the market is still forecast to reach over \$500 million by 2026. Signify Research's newly-published **Handheld Ultrasound Deep Dive Report 2022** shows the market revenues are estimated to have grown by approximately 30% in 2021, driven by strong growth in the U.S., the biggest market for handheld ultrasound. Despite the global challenges for handheld ultrasound vendors in 2022, such as rising inflation and supply chain disruptions, the handheld ultrasound market is expected to experience double-digit growth, and this is forecast to continue through to 2026. Most of the market growth will be fueled by increased adoption of handheld devices by new users of ultrasound, such as primary care physicians, nurses, emergency medical technicians (EMTs) and midwives. The key market trends are discussed below.

Trend 1: Artificial Intelligence

The steep learning curve and subsequent ultrasound skills shortage are two of the biggest barriers to the wider use of ultrasound. These challenges are exacerbated in **handheld ultrasound**, where there is a higher proportion of new and less experienced users compared to cart and compact ultrasound. As the expansion of the handheld ultrasound market in the coming years is expected to be strongly driven by new user groups, this barrier will be greater than ever before. These barriers can be partially addressed by **artificial intelligence** (AI) solutions that guide users with positioning and moving the ultrasound probe.

(from [Imaging Technology News](#))

安克AI即時功能：
UT、UB及Liver
與手持式超音波整
合，可顯著增強超
音波技術，提供在
各種醫療環境的可
用性和有效性
(POCUS)，作為
進入新藍海市場之
開端

AmCADUT 以極大化POCUS整合能力作為競爭優勢



即使不依賴 API 或 SDK，安克的AI軟體
也可以跟任何廠牌的掌超整合

GE VScan® Air



Telemed MirUS Pro



EchoNous Lexsa®



BenQ Handheld
Ultrasound



POCUS+AI 商機潛力大

展覽會上展出的AmCAD-UT LiveScan (即時掃描POCUS解決方案)吸引了前所未有的參觀人潮，與會的公司數量超過160家。POCUS吸睛商機大



- **技術合作或授權，與硬體廠商聯合銷售**
掌握POCUS商機，與國際著名硬體掌超大廠合作：將我們的AI超聲技術與其掌超結合，開發出「安克甲狀腺」、「安克呼止偵」、「安克乳安偵」技術合作及授權機會。
- **「安克呼止偵」持續增加臨床價值以擴張市場**
國內透過健檢中心並積極拓展牙醫通路，國外則透過與著名大學(Stanford、UOP、University of Bern等)臨床合作，在國際期刊發表論文累積產品聲量與獲得認同，結合國際策略合作夥伴，拓展全球商機。
- **共同行銷與分潤**
與影像平台商雙方互相授權使用對方的技術，在影像平台商營運市場，共享客戶及銷售分潤。
- **積極推展多國經銷商**

